OpenPAPR V1

Használati útmutató és műszaki leírás

1 Leírás

Az OpenPAPR egy akkumulátoros üzemű, hordozható, motoros légtisztító légzőkészülék, amely elsősorban egészségügyi dolgozók védelmére szolgál fertőzésveszélyes környezetben. A Covid-19 világjárvánnyá válásával megnehezült a védőeszközök, illetve alkatrészeik beszerzése. Ezt szeretnénk áthidalni ezzel a tervvel, és referencia megvalósítással, amelyhez a piacon még elérhető komponenseket választottunk. Ezek a kínálat változásával szabadon cserélhetőek hasonló komponensekre.


A vegyvédelmi, egészségügyi vagy búvár maszk légmentesen zár, ezáltal véd a közvetlen cseppfertőzéstől. A szűrők a be és a kilégzett levegőt is szűrik. Az elektromos légpumpa segíti a lélegzést, és enyhe túlnyomást biztosít a maszkban, ami segíti elkerülni a potenciálisan vírusokat tartalmazó levegő beszívását.



Az összeállított készülék

2 Használat

2.1 Kezelőszervek







- 1. Főkapcsoló.
- 2. Légszállítás mennyiségét állító potméter.
- 3. Légszállítás visszajelző LED, kék színű. Kikapcsolt légfújásnál sötét. A légszállítás növelésével arányosan, egyre rövidebb időközzel villog.
- 4. Bekapcsolt állapotot folyamatos fénnyel, lemerült akkumulátort villogó fénnyel jelző LED, narancs színű.
- 5. Levegő kiömlő cső.
- 6. Akkumulátor rögzítő tépőzár.

- 7. Akkumulátor gyorscsatlakozó.
- 8. Öv akasztó.

3 Műszaki adatok

Légszállítás szűrőn keresztül:

Akkumulátor:

20 Volt Li-ion (sorban 5 cella)

Áramfelvétel:

0.1 és 1.5 Amper között

Üzemidő: 2 és 4 óra között

Tömeg:

Zajszint: 80 dBa

3.1 Részegységek

Maszk (1)



Csövezés (2)



Szűrők (3)





Maszk adapter (4)






Cső adapter (5)



Légfújó adapter (6)



Légfújó adapter (6) a készülékre helyezve.



A készülékház (9), a légfújó (7), a vezérlő elektronika (10) és az akkumulátor (8) együtt.



No		Referencia megvalósítás	Ajánlás
1	Maszk	Decathlon Easybreath snorkel maszk. A maszk eredeti, állnál található kilégző szelepe beragasztásra került. A kilégzett levegő is felül-hátul került kivezetésre és szűrésre.	Bármilyen, légmentesen záródó maszk. Lehet munkavédelmi, vegyvédelmi vagy búvár célú.

2	Csövezés	Dräger lélegeztetőgép cső.	22 mm belső átmérőjű cső. Lehetőleg lélegeztetőgéphez való. Hiány esetén kerti locsolótömlő is alkalmas.
3	Szűrők	 Iso.Grad HEPA Light VT 300-1200 Humid-Vent Filter Compact VT 150-1000 	Standard lélegeztetőgép szűrő. Ennek hiányában HEPA szűrő legalább H14 minősítéssel, U15 ajánlott.
4	Maszk adapter	3D nyomtatott (anyaga?), csatlakozó csonkkal a ki és a bemeneti szűrő számára.	Fontos, hogy légzáró anyagból készüljön.
5	Cső adapter	Lélegeztetőgép tartozék cső adapter	Légtömör, 22 mm külső átmérőjű cső.
6	Légfújó adapter	3D nyomtatott szűkítő 24.5 mm -> 22 mm	
7	Légfújó	Tesco elektromos pumpa 12 Volt 30 Watt, csökkentett teljesítménnyel.	Bármilyen légfújó, ami alkalmas rá, hogy 2 db sorba kötött szűrön keresztül 200 liter levegőt nyomjon át percenként. A felépítendő nyomás 50 és 150 Pa között legyen.
8	Akkumulátor	Einhell 18 Volt 2.5 Ah Li-ion szerszámgép akkumulátor.	12 és 36 Volt közötti feszültségű, legalább 2 Ah kapacitású. Ajánlott készen kapható akkupakkok és a hozzájuk tartozó töltő alkalmazása, például a kereskedelemben nagy számban elérhető szerszámgép akkumulátorok.
9	Készülékház	Einhell szerszámgép akkumulátor töltő készülékháza. Azért választottuk ezt, mert így adott az akkumulátor csatlakozása, ami lehetővé teszi a gyors cserét.	Keményfalú elektronikai projekt doboz, vagy villamos kötődoboz.
10	Elektronika	 STM32F030 mikrokontroller Potméteres fordulatszám beállítás 	 Felhasználói felület beolvasása, nyomógombok vagy potméter.

		 Power LED a bekapcsolt állapot és a lemerült akkumulátor jelzésére Volume LED a légszállítás mennyiségének visszajelzésére Csipogó a merülő, illetve a lemerült akkumulátor jelzésére 	 Motor fordulatszám változtatása. Akkumulátor túlmerülés védelem.
11	Tömítés	Soudal Fix ALL Flexi UV álló ragasztó-tömítő	UV álló, jól tapadó, nedvességre és magas hőmérsékletre nem érzékeny, rugalmas tömítő-ragasztó

3.2 Kapcsolási rajz

